

# MEDICAL NITRIILIKÄSINE, SININEN

BS010201

CAESAR'S  
DIAMONDS OY



Korkealaatuiset, turvalliset ja hygieeniset Medical nitrilikäsineet soveltuvat esimerkiksi elintarviketeollisuuteen, lääketeollisuuteen sekä siivoamiseen. Käsineet ovat molempikäisiä ja niiden sormissa on laadukas tekstuuri parantamassa otelujuutta. Käsineet suojaavat kemikaaleilta ja mikro-organismeilta. Nitrilikumista valmistetut joustavat käsineet eivät sisällä luonnollista lateksiproteiinia ja hanskat ovat hypoallergeeniset. 100 kappaleen pakkauksesta on helppo annostella yksi käsine kerralla.

Vuonna 2003 perustettu terveydenhuollonvälineitä valmistava tehtaamme on maailman suurin terveydenhuollon suojakäsineiden valmistaja. Tehtaamme tuotannossa on BRC, ISO 9001, ISO 13485, QSR, MDR, CMDCAS laatuvaatimukset ja tehtaalla on käytössä monipuolinen omavalvonta laadukkaan tuotannon varmistamiseksi. Sosiaalisen vastuun suhteen yritys noudattaa tiukasti SA8000-, BSCI- ja WCA-standardeja.

- Elintarviketeollisuuteen
- Lääketeollisuuteen
- Puhtaanapitoon
- Paksuus kämmen ~0,08 mm
- Paksuus sormet ~0,11 mm
- Venymislujuus 16Mpa
- Joustava materiaali on repäisyluja
- Standardit:
  - EN ISO 455-1-4
  - EN ISO 374-1,-5, Type B
  - EN ISO 21420
  - EN1186 ruokakontaktitestit EY 1935/2004 ja 2023/2006 mukaan
- Puuterioimaton, ei steriili, lateksiton
- Pitoa parantava tekstuuri sormissa
- Kertakäyttöinen
- AQL 1.5
- Saatavana olevat koot: XS-XL
- Pakkauskoko: 100 kpl

## Standardit

CE EN ISO 374-1-5  
Suojaustaso: taso B  
CE EN ISO 455-1-4  
Virus ja bakteerisuojaus: kyllä  
EN ISO 21420

## Myyntipakkaus

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen  
Sisältää 100 kpl käsineitä  
Koko 22 cm x 6,5 cm x 12 cm

## Toimituslaatikko

Sisältää 10 myyntipakkausta  
Koko 35cm x 24 cm x 24 cm

## EUR lava

70 toimituslaatikkoa  
Pituus 120 cm, leveys 80cm, korkeus 197 cm

## Vaatimuksenmukaisuustodistukset

Luettavissa sivulta [www.caesars.fi](http://www.caesars.fi)

## Käyttöohjeet

Luettavissa sivulta [www.caesars.fi](http://www.caesars.fi)

| KOKO | TUOTEKOODI | EAN           |
|------|------------|---------------|
| XS   | BS0102016  | 6429810876003 |
| S    | BS0102017  | 6429810876010 |
| M    | BS0102018  | 6429810876027 |
| L    | BS0102019  | 6429810876034 |
| XL   | BS0102020  | 6429810876041 |

EN374-1 TYPE B



KEMIKAALISUOJA K,P,T

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Type B

| Kemikaali                 | Taso | EN ISO 374-4:2019 muutos % |
|---------------------------|------|----------------------------|
| 40% Natriumhydroksidi (K) | 6    | -38,4 %                    |
| 30% Vetyperoksidi (P)     | 2    | 17,6 %                     |
| 37% Formaldehydi (T)      | 5    | 46,6 %                     |

EN374-5:2016



VIRUSSUOJA

EN ISO 374-5:2016

| KOKO                                  | Taso       |
|---------------------------------------|------------|
| Suoja bakteereita ja viruksia vastaan | Hyväksytty |
| Suoja homekasvustoa vastaan           | Hyväksytty |



Soveltuvuus ruokakontaktiin asetusten 1935/2004(EY) JA 2023/2006(EY) mukaan.

Testimenetelmät EN 1186-1:2002, EN 1186-2:2002 ja EN 1186-9:2002

| Stimulantti            | Aika | Lämpötila | Sallittu raja           | Kokonaissiirtymä         | Taso       |
|------------------------|------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 3% Etikkahappo         | 2h   | 70°C      | 10 mg / dm <sup>2</sup> | 5,3 mg / dm <sup>2</sup> | Hyväksytty |
| 10% Etanoli            | 2h   | 70°C      | 10 mg / dm <sup>2</sup> | 5,8 mg / dm <sup>2</sup> | Hyväksytty |
| Puhdistettu oliiviöljy | 2h   | 70°C      | 10 mg / dm <sup>2</sup> | 6,4 mg / dm <sup>2</sup> | Hyväksytty |